



Kit de séchage

Cod.

Les kits de séchage MGF peuvent être installés sur tous les compresseurs MGF ou les compresseurs d'autres marques non équipés de sécheur. Ils sont équipés d'un système de refroidissement, d'une filtration à 0,01 micron, d'un sécheur à membrane et garantissent un air dentaire conforme à la norme ISO 7494.

| Cod. |  Capacité en air | |
|---|---|--------------|
| Kit essiccazione prime 1 e GENESI TA-ES-103-K2 | m ³ /min 0.1 | l/min 100 |
| Kit essiccazione PRIME 2 TA-ES-101-K3-W2-HP | m ³ /min 0.17 | l/min 170 |
| Kit essiccazione PRIME 3 TA-ES-101-K3-W3-HP | m ³ /min 0.5 | l/min 500 |